

Axon電極ホルダー 交換部品ガイド

Inter Medical co., ltd.



1-HL-U電極ホルダー

コンワッシャー(10個)
1-HLC-11:電極直径1.0 - 1.1mm
1-HLC-13:電極直径1.1 - 1.3mm
1-HLC-15:電極直径1.3 - 1.5mm
1-HLC-17:電極直径1.5 - 1.5mm

テフロンネジカラー
交換パーツはございません。
1-HL-Uをご購入下さい。

銀線(5本)
1-HLA-005


1mmプラスピン(3本)
1-HLP-U

バレル
交換パーツはございません。
1-HL-Uをご購入下さい。

シリコンチューブ(70mm)
1-HLT-70

ポリカーボネートキャップ(1セット)
1-HL-CAP

1-HL-1,1-HL-2電極ホルダー



送付先・連絡先

ご不明な点は下記にご連絡下さい。

株式会社インターメディカル

〒464-0850

愛知県名古屋市千種区今池三丁目40番4号

TEL : 052-731-8000

FAX : 052-731-5050

Mail : support@intermedical.co.jp