

pCLAMP, Digidata, OS の対応表

Ver.	1A	1B	1200	132xA	1440A	1550	1550A	1550B	OS
10.7	○ (2)	○	×	×	○	○	○	○	Win 7 Pro & Win 10 Pro, 32 & 64 bit
10.6	○ (2)	○	×	×	○	○	○	○	XP Pro 32bit, Vista 32bit, 7 Pro 32 & 64bit
10.5	○ (2)	○	×	×	○	○	○	×	2000, XP Pro 32bit, Vista 32bit, 7 Pro 32 & 64bit
10.4	○ (2)	○	×	×	○	○	×	×	2000, XP Pro 32bit, Vista 32bit, 7 Pro 32 & 64bit
10.3	×	○	×	○ (1)	○	×	×	×	2000, XP Pro 32bit, Vista 32bit, 7 Pro 32 & 64bit
10.0-10.2	×	○	×	○ (1)	○	×	×	×	2000, XP Pro 32bit, Vista 32bit
9	○	×	○	○	×	×	×	×	98SE, NT 4.0, 2000, XP Pro 32bit
8	×	×	○	○	×	×	×	×	95, 98, NT 4.0, 2000, XP Pro 32bit
7	×	×	○	×	×	×	×	×	95, 98, NT 4.0
6	×	×	○	×	×	×	×	×	MS-DOS 3.3 以上 (Win 不可)

(1) OS は 32bit のみ対応です。ご使用される SCSI ボードによって、使用できない場合があります。

(2) OS は 32bit のみ対応です。